


 **COMMANDE** (par défaut)

 **DEVIS**
 **RENOUVELLEMENT**
 **GRANDS BRÛLÉS**
 **SED**

IDENTIFICATION DU DÉTAILLANT

**Code Client :**

**Nom du prescripteur :** .....

N° de dossier pour renouvellement :

**Nom du patient :** .....

Prénom du patient : .....

Date : .....

Date de naissance : .....



Taille du patient : .....

Adresse : .....

Sexe :  M  F  Enfant

1<sup>er</sup> traitement Quantité : .....

**Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller**  
**Merci de dessiner au feutre noir les contours du vêtement sur le schéma**  
**Merci de remplir également la fiche N° 4b**



○ circonférence en cm    □ longueur en cm    X entrejambe


 **COMMANDE** (par défaut)

 **DEVIS**
 **RENOUVELLEMENT**
 **GRANDS BRÛLÉS**
 **SED**

IDENTIFICATION DU DÉTAILLANT

**Code Client :**
**Nom du prescripteur :**

N° de dossier pour renouvellement :

**Nom du patient :**

Prénom du patient :

Date :

Date de naissance :

Taille du patient :

Adresse :

 Sexe :  M  F  Enfant

 1<sup>er</sup> traitement Quantité :

**Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller**  
**Merci de dessiner au feutre noir les contours du vêtement sur le schéma**  
**Merci de remplir également la fiche N° 4a**

**Modèle de base**

- 
- chaussette
- 
- 
- panty
- 
- 
- jambe seule
- 
- 
- hémi-collant ceinture

**Tissu** BLANC BEIGE NOIR  
 CICATREX® Nature     
 CICATREX® Filifine     
 CICATREX® AirSkin -  
**Entrejambe**

- 
- ouvert
- 
- 
- patte de propreté
- 
- 
- fermé
- 
- 
- succard
- 
- 
- poche kangourou

**Fixation auto-agrippant pour gilet**

- 
- gilet sur panty
- 
- 
- panty sur gilet

**Pied** GAUCHE DROITE  
 ouvert    
 fermé    
 attenant    
 séparé  
**Adjonctions payantes**
**Ouverture ventre**

- 
- fermeture à glissière
- 
- 
- longueur en cm

**Emplacement**

- 
- devant
- 
- derrière
- 
- 
- droite
- 
- gauche

**Fixation**

- 
- ceinture
- 
- 
- 
- bretelles • longueur en cm

- 
- pelote de compression amovible
- 
- (à dessiner)

 • longueur en cm 
**Adjonctions jambes**

 fermeture à glissière auto-agrippant  
 (à positionner sur le dessin fiche 4a)

GAUCHE DROITE

• longueur en cm

position devant

position derrière (panty uniquement)

position extérieure

position intérieure (chaussettes uniquement)

   
   
   
 
**Tissu doux**

genou

talon

autres :

**Fixation**

- 
- sans antiglisse
- 
- 
- antiglisse silicone femme
- 
- 
- antiglisse silicone homme
- 
- 
- antiglisse latex
- 
- 
- élastique 3 cm (tresse simple)
- 
- 
- élastique anti-glisse picots 3 cm

   
   
   
   
   
 
**Commentaires**

Pour les gant de pied, merci de remplir la fiche PIED N°5

**JAMBES (CÔTÉ DROIT)**

- A** 1 circonférence au niveau de la tête des métatarsiens hauteur du sol au point B
- H** 2 circonférence du cou-de-pied en passant par le talon hauteur du sol au point B1
- B** 3 tour de cheville (à l'endroit le plus fin) hauteur du sol au point C
- B1** 4 tour de la cheville à la naissance du mollet hauteur du sol au point D
- C** 5 tour du mollet (à la partie la plus forte) hauteur du sol au point E
- D** 6 tour au-dessous du genou hauteur du sol au point F
- E** 7 tour de genou hauteur du sol au point G
- F** tour à mi-cuisse
- G** tour de cuisse au pli fessier
- P** longueur totale intérieure du pied (de la pointe du 1<sup>er</sup> orteil au talon)
- P'** longueur souhaitée (de la pointe du 5<sup>ème</sup> orteil au talon)

**CULOTTE**

- K** tour au milieu des fesses
- L** tour de hanches
- M** tour de taille
- N** tour abdominal à la hauteur finie souhaitée
- g-m** distance avant : de l'entrejambe à la taille (M)
- m-n** distance avant : de la taille (M) à la hauteur finie du panty (N)
- g-k** distance arrière : de l'entrejambe jusqu'aux fesses (K)
- g-l** distance arrière : de l'entrejambe jusqu'aux hanches (L)
- g-m'** distance arrière : de l'entrejambe à la taille (M)
- m-n'** distance arrière : de la taille (M) à la hauteur finie du panty (N)

**JAMBES (CÔTÉ GAUCHE)**

- A** 1 circonférence au niveau de la tête des métatarsiens hauteur du sol au point B
- H** 2 circonférence du cou-de-pied en passant par le talon hauteur du sol au point B1
- B** 3 tour de cheville (à l'endroit le plus fin) hauteur du sol au point C
- B1** 4 tour de la cheville à la naissance du mollet hauteur du sol au point D
- C** 5 tour du mollet (à la partie la plus forte) hauteur du sol au point E
- D** 6 tour au-dessous du genou hauteur du sol au point F
- E** 7 tour de genou hauteur du sol au point G
- F** tour à mi-cuisse
- G** tour de cuisse au pli fessier
- P** longueur totale intérieure du pied (de la pointe du 1<sup>er</sup> orteil au talon)
- P'** longueur souhaitée (de la pointe du 5<sup>ème</sup> orteil au talon)