


 COMMANDE (par défaut)

 DEVIS
 RENOUVELLEMENT
 GRANDS BRÛLÉS
 SED

IDENTIFICATION DU DÉTAILLANT

Code Client :

Nom du prescripteur :

N° de dossier pour renouvellement :

Nom du patient :

Prénom du patient :

Date :

Date de naissance :

Taille du patient :

Adresse :

 Sexe : M F Enfant

 1^{er} traitement Quantité :

Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller
Merci de dessiner au feutre noir les contours du vêtement sur le schéma
Pour les doigts ouverts, merci de nous indiquer la longueur souhaitée pour chaque doigt
 Exemple : longueur totale du pouce : 5 cm - longueur souhaitée ouvert : 3 cm

 MAIN DROITE **MAIN GAUCHE**

(remplir une fiche par côté)

Options

Gant

 avec longueur sur poignet (5 cm maxi)

 avec manchette au-delà de 5 cm et jusqu'à l'aisselle maximum

(remplir Fiche n° 2)

 séparée attenante

 doigtier avec bride

 doigtier sans bride

Tissu

BLANC BEIGE NOIR

 CICATREX® Filifine
 CICATREX® AirSkin
Circonférence minimum Airskin 2,6 cm
Circonférence minimum Filifine 4,6 cm

Adjonctions payantes

 pelote de compression (à dessiner)

 • dimensions : cm

 amovible

 fixe

 face interne de la main

 dos de la main

 bande palmaire

Ouverture

 glissière

 auto-agrippant

 • dimensions : cm


 face interne de la main

 dos de la main

 côté auriculaire

Commentaires

Circonférences		Mesure en cm
22	tour du poignet + 5 cm maxi	
23	tour du poignet	
E	tour de la main sur la tête des métacarpiens	
F	tour de l'auriculaire au niveau de la 1 ^{ère} phalange	
G	tour de l'auriculaire au niveau de la 3 ^{ème} phalange	
H	tour de l'annulaire au niveau de la 1 ^{ère} phalange	
I	tour de l'annulaire au niveau de la 3 ^{ème} phalange	
J	tour du majeur au niveau de la 1 ^{ère} phalange	
K	tour du majeur au niveau de la 3 ^{ème} phalange	
L	tour de l'index au niveau de la 1 ^{ère} phalange	
M	tour de l'index au niveau de la 3 ^{ème} phalange	
N	tour du pouce au niveau de la 1 ^{ère} phalange	
O	tour du pouce au niveau de la 2 ^{ème} phalange	
Longueurs souhaitées		Pointes de doigt
		Mesure en cm
D	longueur de la face palmaire	
P	longueur de l'auriculaire	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
Q	longueur de l'annulaire	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
R	longueur du majeur	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
S	longueur de l'index	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
T	longueur du haut de l'index jusqu'à la commissure du pouce	
U	longueur du pouce	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
Z	longueur de la manchette jusqu'à 5 cm maxi	

**Longueur des doigts : 2 cm mini en Filifine
1 cm mini en AirSkin**

 circonférence en cm longueur en cm