


 **COMMANDE** (par défaut)

 **DEVIS**
 **RENOUVELLEMENT**
 **GRANDS BRÛLÉS**
 **SED**

IDENTIFICATION DU DÉTAILLANT

---

**Code Client :**

**Nom du prescripteur :** .....

N° de dossier pour renouvellement :

**Nom du patient :** .....

Prénom du patient : .....

Date : .....

Date de naissance : .....

Taille du patient : .....

Adresse : .....

Sexe :  M  F  Enfant

1<sup>er</sup> traitement Quantité : .....

**Dans la mesure du possible, merci de joindre des photos du membre à appareiller**  
**Merci de dessiner au feutre noir les contours du vêtement sur le schéma**  
**Merci de remplir la fiche n° 4 pour le reste du membre inférieur**  
**Pour les doigts de pied ouverts, merci de nous indiquer la longueur souhaitée sur chaque orteil**  
**Exemple : longueur totale gros orteil : 5 cm - longueur souhaitée ouverte gros orteil : 3 cm**  
*Si circonférence orteils inférieure à 4,6 cm, confection obligatoire en AirSkin - Circonférence mini AirSkin = 2,6 cm - Longueur minimum de l'orteil = 2 cm*

 **PIED DROIT**  **PIED GAUCHE**  
 (remplir une fiche par côté)

### Adjonctions payantes

 pelote de compression amovible (à dessiner)

• dimensions :  cm


### Commentaires

**Tissu**

	BLANC	BEIGE	NOIR
<input type="checkbox"/> CICATREX® Filifine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CICATREX® AirSkin	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Pas d'orteils fermés en Filifine**

Circonférences		Mesure en cm
<input type="checkbox"/> H	circonférence du cou-de-pied en passant par le talon	
<input type="checkbox"/> A	circonférence au niveau de la tête des métatarsiens	
<input type="checkbox"/> C	tour du petit orteil à la 1 <sup>ère</sup> phalange	
<input type="checkbox"/> D	tour du petit orteil à la 2 <sup>ème</sup> phalange	
<input type="checkbox"/> E	tour du 4 <sup>ème</sup> orteil à la 1 <sup>ère</sup> phalange	
<input type="checkbox"/> F	tour du 4 <sup>ème</sup> orteil à la 2 <sup>ème</sup> phalange	
<input type="checkbox"/> G	tour du 3 <sup>ème</sup> orteil à la 1 <sup>ère</sup> phalange	
<input type="checkbox"/> H	tour du 3 <sup>ème</sup> orteil à la 2 <sup>ème</sup> phalange	
<input type="checkbox"/> I	tour du 2 <sup>ème</sup> orteil à la 1 <sup>ère</sup> phalange	
<input type="checkbox"/> J	tour du 2 <sup>ème</sup> orteil à la 2 <sup>ème</sup> phalange	
<input type="checkbox"/> K	tour du gros orteil à la 1 <sup>ère</sup> phalange	
<input type="checkbox"/> L	tour du gros orteil à la 2 <sup>ème</sup> phalange	
Longueurs souhaitées des orteils		Mesure en cm
<input type="checkbox"/> M	longueur du petit orteil	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
<input type="checkbox"/> N	longueur du 4 <sup>ème</sup> orteil	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
<input type="checkbox"/> O	longueur du 3 <sup>ème</sup> orteil	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
<input type="checkbox"/> P	longueur du 2 <sup>ème</sup> orteil	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
<input type="checkbox"/> Q	longueur du gros orteil	<input type="checkbox"/> OUVERTE <input type="checkbox"/> FERMÉE
Longueur totale du pied		Mesure en cm
Longueur intérieure du pied (de la pointe du gros orteil au talon)		
Longueur extérieure du pied (de la pointe du petit orteil au talon)		



circonférence en cm     longueur en cm